

## Bedienungsanleitung ILMVAC VCZ 224

1. Vakuumpumpe am Beginn der Arbeitsplatte, unterhalb anschalten.
2. Controller VCZ 224 anschalten.
3. Regulierventil auf maximal stellen.
4. Einstellung der Parameter:

**set** drücken über Pfeiltasten Solldruck eingeben

**set** drücken p 1

**set** drücken h 1

**set** drücken d 10

**set** drücken t off

**set** drücken

Im Display **setp** erscheint der eingegebene Solldruck. Im Anzeigenfeld **mbar** wird der Umgebungsdruck angezeigt.

5. Taste **man** drücken, im Display **mode** erscheint H1, der Behälter wird evakuiert.
6. Wenn ca. 400 mbar angezeigt werden, Regulierventil kleiner einstellen (max. Druckabweichung 2 mbar)